



Neu: Das BSB-Mess-System BD 600

Mit dem BD 600 steht ab sofort unser neues Gerät für die BSB-Messung zur Verfügung. Dieses neue Messgerät richtet sich speziell an Betreiber von Laboratorien und Kläranlagen und ermöglicht BSB-Messungen in individuellen Intervallen (1-28 Tagen). Auf dem großen Grafikdisplay lassen sich die Messergebnisse aus insgesamt sechs Messplätzen anschaulich und in Verlaufsform darstellen. Der Datentransfer ist via USB (Stick oder Kabel) oder SD-Karte möglich. Die exportierten Daten können in Excel® weiterverarbeitet werden. Mittels Fernbedienung kann das Gerät auch durch eine geschlossene Glastür aktiviert und in seinen Grundfunktionen bedient werden.

Die Menüführung ist aktuell in Deutsch und Englisch verfügbar. Weitere Sprachen, wie Spanisch, Französisch, Italienisch oder Portugiesisch werden schon in Kürze ergänzt und können über ein kostenfreies Software-Update hinzugefügt werden. Diese Updates werden wir auf unserer Website zur Verfügung stellen. **Bitte beachten Sie: Ab sofort ersetzt das BD 600 das Vorgängermodell OxiDirect. Bestehende Angebote sind hiervon nicht betroffen.**

Anlässlich der Produkteinführung bieten wir Ihnen ein Erstgerät zu vergünstigten Konditionen an. Nutzen Sie [diesen Link](#) um Ihr ganz persönliches Angebot zu erhalten. Zusätzlich möchten wir Ihnen in der zweiten Jahreshälfte das BD 600 gerne in einer Online-Webschulung

per Webex-Videokonferenz vorstellen (Anmeldefrist: 30. Juni 2015). Für Fragen zu dieser Schulung oder für die Anmeldung kontaktieren Sie bitte Frau Petra Gäntgen [via E-Mail](#).

Sie erhalten weiterführende Informationen zum BD 600 auf unserer Website oder in unserer Vertriebsabteilung.

www.lovibond.com

Tintometer GmbH, Lovibond Water Testing, Schleefstr. 8-12, DE-44287 Dortmund
Vertrieb Deutschland / National Sales: +49 231 94510-0, Fax: +49 231 94510-30, E-Mail: verkauf@tintometer.de
Vertrieb International / International Sales: +49 231 94510-0, Fax: +49 231 94510-20, E-Mail: sales@tintometer.de
Geschäftsführer / Directors: Cay-Peter Voss, Maja C. Voss, Amtsgericht Dortmund, HRB 2918

Die Verfügbarkeit einiger Produkte und Angebote kann regionalen Einschränkungen unterliegen.
Bitte kontaktieren Sie bei Fragen hierzu Ihren lokalen Vertriebspartner.

Sie möchten keinen Newsletter mehr erhalten? [Hier können Sie sich abmelden](#).